

# ultraschöne Haut

Jünger aussehen durch sanften  
Ultraschall



**Anti-aging skin solution**

- Schönerer und gesünder Haut schon nach kurzer Zeit.
- Wirkt nachhaltig bis in die untersten Hautschichten
- Perfekt gegen Falten, Faltenbildung und Pigmentflecken.



## Gesunde, reine und straffe Haut durch sanfte Ultraschall-Hautbehandlung.

Schon mit Mitte zwanzig kann die Haut erste Alterserscheinungen zeigen. Ab Ende zwanzig nimmt die Durchblutung und damit auch die Sauerstoff- und Nährstoff-Versorgung ab. Die Haut verliert an Elastizität und um Augen- und Mundpartie können erste Fältchen sichtbar werden. Mit zunehmendem Alter führt dieser Prozess zu immer stärkerer Fältchenbildung. Ausgelöst wird dies u. a. durch den Abbau der Collagenfasern, die das Bindegewebe in unserer Haut wie ein Kissen aufpolstern.

## Genau hier setzt die Ultraschall-Behandlung mit Emmi-skin an:

Im Bürstenkopf von Emmi-Skin steckt ein Chip, der sanften Ultraschall (72 Mio. Luftschwingungen pro Minute) erzeugt. Die Ultraschallwellen dringen bis zu 12 mm tief ins Gewebe ein und wirken in mehrfacher Hinsicht:

Sie schleusen die Wirkstoffe der Anti-Aging Collagen Lotion bis in tiefste Hautschichten ein und regen die Collagensynthese an.

Über eine angenehme Mikromassage aktivieren sie den Stoffwechsel, stimulieren die Durchblutung und fördern die Regeneration.

Da Ultraschall antibakteriell wirkt, indem er Bakterien zerstört, wird die Haut porentief gereinigt.

## Gesunde, reine und straffe Haut durch sanfte Ultraschall-Hautbehandlung.

- Die von innen aufgepolsterte und in der Tiefe optimal versorgte Haut sieht straffer und gesünder aus.
- Schon bei zweimaliger Behandlung pro Woche werden erste Fältchen sowie Pigmentflecken gemildert.
- Porentief reine, bessere durchblutete Haut führt zu einem sichtbar frischerem Teint.
- Entzündungen, Mitesser und Pickel können schneller verheilen.



## So einfach ist die Behandlung mit Emmi-skin:

Verteilen Sie zunächst die Anti-Aging Collagen Lotion auf der zuvor gereinigten Haut und halten Sie dann den Emmi-skin Ultraschall-Bürstenkopf bei eingeschaltetem Gerät einfach eine gewisse Zeit auf die zu behandelnde Stelle. Fertig!  
Wichtig: Nicht rotieren, bürsten oder reiben. Nicht bewegen, sondern ganz lose aufsetzen und ruhig halten.

## Die Vorteile von Emmi-skin gegenüber herkömmlicher Gesichtsbehandlung:

Creme, die Sie auf die Haut auftragen, lässt die oberste Hornschicht Ihrer Haut aufquellen. Dadurch haben Sie für eine kurze Zeit ein strafferes Gefühl.

## Anders bei Emmi-skin:

Durch einen als Phonophorese bezeichneten Vorgang schleust der Ultraschall die Wirkstoffe bis in tiefste Schichten der Haut ein. Dort können sie wirken und Depots bilden. Die von innen aufgepolsterte und bessere versorgte Haut sieht sichtbar gesünder aus. Darüber hinaus regt der Ultraschall über eine sanfte Mikromassage die Durchblutung, den Stoffwechsel und damit die Regeneration der Haut von innen an.

**Tom Krüßmann**

[www.ultratome.de](http://www.ultratome.de)

Und jederzeit per Telefon  
+49 (0160) 977 16 924

Ultraschall - Pflege  
Zahn - Kiefer - Gesicht

